

# Termómetro infrarrojo

Modelo: Acegame(B668)



|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Resolución                     | 0.1°C (0.1°F)                 |
| Temperatura de operación       | 10 a 40°C (50-104°F)          |
| Ratio de temperatura           | ≤85°C                         |
| Energía / Pilas (no incluidas) | DC3V (2*AAA)                  |
| Dimensiones                    | 134x82x38mm                   |
| Peso                           | 90g (con batería)             |
| Rango de medición              | Cuerpo: 32-42°C (8.6-109.3°F) |
| Distancia de medición          | 3-5cm                         |
| Auto apagado                   | 1 minuto                      |



## 01. La temperatura en solo 1 segundo

Enciéndalo y ubíquelo a 3-5cm de la frente; presione el gatillo para visualizar la temperatura en el display digital.



## 02. Control de temperatura sin contacto

Evite el contacto del termómetro con la piel. Detecta la temperatura con solo acercarlo a 3-5cm de la piel.



## 03. El display LCD muestra la temperatura

Display de fácil lectura, con backlight LED indicador de 3 colores. Medidas del display: 22x26,5mm



## 04. Alarma de fiebre/Zumbido recordatorio

Genera un zumbido al tomar la fiebre. En caso de que la fiebre sea alta, la pantalla LCD se tornará roja y lo advertirá.



## 05. 2 Modos: Cuerpo / Objeto

Podrá medir la temperatura del cuerpo tanto como de objetos (como por ejemplo leche, agua, etc).




## 06. Almacenamiento de temperatura

Puede almacenar hasta 32 mediciones para hacer un buen seguimiento y control del paciente.



## 07. Auto apagado en 60 segundos

De no utilizarse por 60 segundos, el dispositivo se apagará para ahorrar energía.



## ¿Cómo funciona?

La temperatura se obtiene recolectando rayos infrarrojos del cuerpo humano. La temperatura de la arteria frontal se obtiene a una distancia de 3 a 5 cm sin tener que hacer contacto con el cuerpo.



Retroiluminación LED



(Orden mínima: 10 pcs)

Método de pago: Transferencia Bancaria.